

Dale®

Hold-n-Place®
upevňovací zařízení pro univerzální

Návod k použití

1. Po umístění linky nebo trubice očistěte a připravte pokožku dle protokolu nemocnice.
2. U některých pacientů může být třeba odstranit chloupky nebo připravit pokožku tak, aby došlo k lepšímu přilnutí.
3. Před použitím zařízení pro upevnění zajistěte, aby pokožka byla čistá a suchá.
4. Zvedněte horní pás látky a odstraňte stahovací pásek s nápisem **PULL** („stáhnout“). **(A)**
5. Posuňte upevňovací zařízení pod linku nebo hadičku a vystředte na odkryté lepicí ploše. **(B)**
6. Umístěte horní pás látky přes linku nebo hadičku a přitiskněte na náplast se suchým zipem. **(C)**
7. Zatáhněte za jednu spodní uvolňovací vložku, přitlačte lepicí plochu na pokožku a opakujte totéž na druhé straně. **(D)**
8. Přitlačte upevňovací zařízení na pokožku.
9. Vyměňte upevňovací zařízení, pokud je zašpiněné nebo nasáklé tekutinami.

Proužky lepicí pásky jsou součástí balení (malé a střední) na pomoc stabilizaci linky nebo hadičky při aplikaci upevňovacího zařízení.

Odstranění

Pro snadnější odstranění lze použít lihový tampon.

Informace pro objednávání

950 malé, k použití s trubičkami 1,5 mm - 4,5 mm 50 ks/balení

951 střední, k použití s trubičkami 3 mm - 8 mm 50 ks/balení

952 velké, k použití s trubičkami 6 mm - 13 mm 50 ks/balení

**Pouze na jedno použití.
Jednorázový výrobek.**

STERILE R

Video k použití najdete na stránkách
www.dalemed.com

Zdravotnické produkty společnosti Dale jsou dostupné u Vašeho upřednostňovaného dodavatele zboží pro nemocnice/zdravotnictví.

**Není vyrobeno s použitím latexu z přírodní pryže.
Patentová přihláška podána**

Dale® & Hold-n-Place® jsou zapsané obchodní známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

