

Dale®

Hold-n-Place® fixatiehulpmiddel
voor algemene doeleinden

Instructies voor het aanbrengen

1. Nadat de lijn of het slangetje is geplaatst, reinigt en ontsmet u de huid volgens het protocol van het ziekenhuis.
2. Bij sommige patiënten is het wellicht nodig om het haar te verwijderen of een huidbeschermingsdoekje te gebruiken om betere aankleving te verkrijgen.
3. Zorg dat de huid schoon en droog is alvorens het fixatiehulpmiddel aan te brengen.
4. Licht de bovenste textielband op en verwijder de met **PULL** ("trekken") bedrukte liner. **(A)**
5. Schuif het fixatiehulpmiddel onder de lijn of het slangetje en richt het uit op het midden van de blootliggende pleister. **(B)**
6. Plaats de bovenste textielband dwars over de lijn of het slangetje en druk de band op de klittenbandhaakjes. **(C)**
7. Trek aan een van de onderste release-liners en druk de zelfklevende kant tegen de huid. Herhaal dit aan de andere zijde. **(D)**
8. Druk het fixatiehulpmiddel op de huid.
9. Vervang het fixatiehulpmiddel als het vuil is of met vloeistof is verzadigd.

Zelfklevende stroken worden meegeleverd voor small en medium om de lijn of het slangetje te stabiliseren tijdens het aanbrengen van het fixatiehulpmiddel.

Verwijderen

Er mag een wattenstokje met alcohol worden gebruikt als hulp bij het verwijderen.

Bestelinformatie

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 950 | small, geschikt voor slangetje van 1,5 mm –4,5 mm | 50/stuks per doos |
| 951 | medium, geschikt voor slangetje van 3 mm –8 mm | 50/stuks per doos |
| 952 | large, geschikt voor slangetje van 6 mm –13 mm | 50/stuks per doos |

Voor gebruik bij één patiënt.

Disposable.

Een videofilmpje over het aanbrengen van het fixatiehulpmiddel vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.
Octrooi aangevraagd

Dale® en Hold-n-Place® zijn gedeponeerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

