

# Dale®

Hold-n-Place®  
yleiskiinnitin

## Käyttöohjeet

1. Sen jälkeen kun letku tai putki on asetettu paikalleen, puhdista ja valmistele iho sairaalan käytännön mukaan.
2. Joillakin potilailla ihokarvojen poisto tai ihon suojaaminen voi olla tarpeen paremman kiinnittymisen saavuttamiseksi.
3. Varmista ennen kiinnitysvälineen asettamista, että iho on puhdas ja kuiva.
4. Nosta ylin kangasliuska ja irrota **PULL** (VEDÄ) -taustapaperi. **(A)**
5. Työnnä kiinnitysväline letkun tai putken alle keskelle näkyvissä olevaa liimapintaa. **(B)**
6. Aseta ylempi kangasnauha letkun tai putken päälle ja paina kiinni tarranauhan vastakappaletta vasten. **(C)**
7. Vedä yksi alempi taustapaperi auki ja paina liimapinta ihoon kiinni. Tee sama toisella puolella. **(D)**
8. Paina kiinnitysväline kiinni ihoon.
9. Vaihda kiinnitysväline, jos se likaantuu tai kastuu.

Pienen ja keskikokoisen kiinnittimen mukana on teippiliuskat, joiden avulla letku tai putki voidaan stabiloida kiinnitysvälineen asentamisen yhteydessä.

## Poistaminen

Irrottamiseen voidaan käyttää apuna alkoholipyyhettä.

## Tilaustiedot

**950** pieni, sopii 1,5–4,5 mm:n letkuille 50/laatikko

**951** keskikokoinen, sopii 3–8 mm:n letkuille 50/laatikko

**952** suuri, sopii 6–13 mm:n letkuille 50/laatikko

**Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.**

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**STERILE R**

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

**Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista. Patentihakemus vireillä.**

Dale® ja Hold-n-Place® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella

PUHELIN: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

