

Dale®

Hold-n-Place®
Fixation à usage universel

Instructions pour l'application

1. Après avoir placé le tuyau ou le tube, nettoyez et préparez la peau conformément au protocole de l'hôpital.
2. Chez certains patients il peut être nécessaire de raser les poils ou d'appliquer une couche de solution de préparation de la peau pour assurer une meilleure adhésion.
3. Assurez-vous que la peau est propre et sèche avant d'appliquer le dispositif de fixation.
4. Soulevez la bande en tissu du haut et détachez la bande de protection antiadhésive **PULL. (A)**
5. Faites glisser le dispositif de fixation sous le tuyau ou le tube, et centrez-le sur l'adhésif exposé. **(B)**
6. Placez la bande en tissu du haut au-dessus du tuyau ou du tube et appliquez-la en faisant pression sur le matériau d'accrochage. **(C)**
7. Tirez sur une bande de protection antiadhésive du bas et appliquez l'adhésif sur la peau, puis suivez la même procédure pour l'autre côté. **(D)**
8. Appliquez le dispositif de fixation sur la peau en faisant pression dessus.
9. Remplacez le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide.

Des rubans adhésifs sont inclus (tailles petite et moyenne) pour aider à stabiliser le tuyau ou le tube lors de l'application du dispositif de fixation.

Retrait

Un tampon imbibé d'alcool peut être utilisé pour faciliter le retrait.

Informations pour passer des commandes

950 Petite taille. Compatible avec les tubes de 15 mm-4,5 mm 50/boîte

951 Taille moyenne. Compatible avec les tubes de 3 mm-8 mm 50/boîte

952 Grande taille. Compatible avec les tubes de 6 mm-13 mm 50/boîte

À usage unique. Jetable.

Pour une vidéo d'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

STERILE R

Les produits médicaux Dale sont disponibles en s'adressant à votre distributeur préféré de fournitures hospitalières/médicales.

Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.

Brevet en instance

Dale® & Hold-n-Place® sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'UE.

TÉL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

