

Dale®

Hold-n-Place® Mehrzweckhalter

Anwendung

1. Nach Platzierung des Schlauches oder der Sonde die Haut gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und vorbereiten.
2. Bei manchen Patienten kann eine Haarentfernung oder Hautvorbereitung erforderlich sein, um die Haftung zu verbessern.
3. Sicherstellen, dass die Haut sauber und trocken ist, bevor der Halter angebracht wird.
4. Den oberen Gewebestreifen anheben und die mit **PULL** gekennzeichnete Schutzfolie entfernen. **(A)**
5. Den Halter unter den Schlauch oder die Sonde schieben und auf der freiliegenden Haftfläche zentrieren. **(B)**
6. Den oberen Gewebestreifen über den Schlauch oder die Sonde ziehen und auf das Klettband drücken. **(C)**
7. An einer der unteren Freigabefolien ziehen und die Haftfläche auf die Haut drücken. Auf der anderen Seite wiederholen. **(D)**
8. Den Halter auf die Haut drücken.
9. Den Halter bei Verschmutzung oder Durchnässung austauschen.

Im Lieferumfang kleiner und mittelgroßer Halter sind Klebestreifen enthalten, um den Schlauch oder die Sonde beim Anbringen des Halters zu stabilisieren.

Entfernen

Zum leichteren Entfernen kann ein Alkoholtupfer verwendet werden.

Bestellinformationen

950	Klein, für 1,5 mm – 4,5 mm Schläuche	50/ Packung
951	Mittelgroß, für 3 mm – 8 mm Schläuche	50/ Packung
952	Groß, für 6 mm – 13 mm Schläuche	50/ Packung

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.

STERILE | R

Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

**Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.
Patent angemeldet**

Dale® und Hold-n-Place® sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

