

Dale®

Fissaggio Hold-n-Place®
per usi generali

Istruzioni per l'applicazione

1. Dopo aver posizionato la linea o il tubo, pulire e approntare la pelle in conformità al protocollo ospedaliero.
2. Per alcuni pazienti una migliore adesione cutanea richiede la depilazione o l'uso di salviette detergenti.
3. Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di applicare il dispositivo di fissaggio.
4. Sollevare la linguetta intessuta superiore e rimuovere il rivestimento riportante la dicitura **PULL** (Tirare). **(A)**
5. Far scorrere il dispositivo sotto la linea o il tubo, centrandolo rispetto alla superficie adesiva del fissaggio. **(B)**
6. Far passare la linguetta intessuta superiore sopra la linea o il tubo e premerla contro il materiale a strappo. **(C)**
7. Tirare e rimuovere il rivestimento inferiore e premere l'adesivo sulla pelle. Ripetere l'operazione sull'altro lato. **(D)**
8. Premere il fissaggio sulla pelle.
9. Sostituire il dispositivo di fissaggio se diventa sporco o saturo di fluidi.

I modelli di taglia piccola e media sono completi di strisce adesive che facilitano la stabilizzazione della linea o del tubo durante l'applicazione del fissaggio.

Rimozione

Coadiuvare la rimozione con un tampone imbevuto di alcol.

Informazioni sugli ordinativi

950 Taglia piccola per tubi da 1,5 a 4,5 mm 50/conf.

951 Taglia media per tubi da 3,0 a 8,0 mm 50/conf.

952 Taglia grande per tubi da 6,0 a 13,0 mm 50/conf.

Monopaziente. Monouso.

Visitare www.dalemed.com per un video dimostrativo.

STERILE R

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore di articoli sanitari e ospedalieri di zona.

**Non prodotto con lattice di gomma naturale.
In attesa di brevetto**

Dale® e Hold-n-Place® sono marchi depositati di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

