

Dale®

Hold-n-Place®
범용 고정구

착용 방법

1. 줄 또는 관을 놓아둔 후, 병원 프로토콜에 따라 피부를 깨끗이 닦고 준비합니다.
2. 일부 환자의 경우 더 잘 정착되도록 제모 또는 피부 준비가 필요할 수 있습니다.
3. 고정구를 부착하기 전에 피부가 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.
4. 상부 천끈을 들어 올리고 당김(PULL) 라이너를 제거합니다. (A)
5. 그 고정구를 줄 또는 관 밑으로 미끄러뜨리듯이 넣고 노출된 접착부 중앙에 둡니다. (B)
6. 상부 천끈을 줄 또는 관에 덮어 두고 후크 부위를 누릅니다. (C)
7. 하나의 하부 릴리스 라이너를 당기고 접착부를 피부에 대고 누릅니다. 반대 쪽에 대해 반복합니다. (D)
8. 고정구를 피부에 대고 누릅니다.
9. 더러워지거나 체액으로 흠뻑 젖으면, 고정구를 교체하십시오.

고정구를 부착하는 동안에 줄 또는 관을 안정시키는 데 도움을 주는 소형 및 중형 테이프-스트립이 포함되어 있습니다.

제거

제거하는 데 도움을 주기 위해 알코올 면봉을 사용할 수 있습니다.

주문 정보

950	소형, 1.5mm~4.5mm 관에 맞춤	박스당 50개
951	중형, 3mm~8mm 관에 맞춤	박스당 50개
952	대형, 6mm~13mm관에 맞춤	박스당 50개

단일 환자용. 1회용.

착용 시연 동영상을 보시려면,
www.dalemed.com을 방문하십시오.

STERILE R

Dale 의료 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.
특허 출원 중

Dale® & Hold-n-Place® 는 미국과 유럽연합에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

