

Dale®

Hold-n-Place®
feste til allmenn bruk

Påsettsingsanvisninger

1. Etter at røret eller slangen er satt inn, skal huden renses og prepareres i samsvar med sykehusets retningslinjer.
2. På enkelte pasienter kan det være nødvendig å fjerne hår eller preparere huden for å oppnå bedre klebeffekt.
3. Påse at huden er ren og tørr før du setter på festet.
4. Løft opp den øverste stoffremmen, og fjern dekkpapiret **(PULL): (A)**
5. Skyv festet inn under røret eller slangen, og midtstill røret/slangen på det eksponerte klebefeltet **(B)**
6. Legg den øverste stoffremmen over røret eller slangen, og trykk røret/slangen ned i krokstoffet **(C)**
7. Dra i et av de nederste dekkpapirene, og press klebefeltet mot huden. Gjenta for den andre siden **(D)**
8. Trykk festet på huden.
9. Skift festet hvis det kontamineres eller gjennomvætes med væske.

Teipstrimler medfølger for størrelsene Small og Medium. Disse stabiliserer røret eller slangen mens festet settes på.

Fjerne festet

Spritservietter kan brukes til fjerning.

Bestillingsinformasjon

950 Small, passer til 1,5–4,5 mm slange 50 per eske

951 Medium, passer til 3–8 mm slange 50 per eske

952 Large, passer til 6–13 mm slange 50 per eske

Bare til bruk på én pasient.

Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

STERILE | R

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten naturgummilateks.

Patentsøkt

Dale® og Hold-n-Place® er registrerte varemerker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Telefon: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

