

# Dale®

Hold-n-Place®  
Fixador de utilização geral

## Instruções de aplicação

1. Após a colocação da linha ou do tubo, limpe e prepare a pele, de acordo com o protocolo do hospital.
2. Para alguns doentes, poderá ser necessária a remoção dos pelos ou a preparação da pele de modo que haja uma melhor adesão.
3. Antes de aplicar o fixador, verifique se a pele está limpa e seca.
4. Levante a tira superior de tecido e remova o revestimento marcado com a palavra PUXAR (PULL). (A)
5. Passe o fixador sob a linha ou tubo e o centralize no adesivo exposto. (B)
6. Coloque a tira superior de tecido sobre a linha ou tubo e prima no material de afixação. (C)
7. Remova o revestimento de liberação inferior e prima o adesivo sobre a pele; repita do outro lado. (D)
8. Prima o fixador sobre a pele.
9. Troque o fixador caso esteja sujo ou saturado de fluidos.

Incluídas encontram-se faixas de fita nos tamanhos pequeno e médio para ajudar a estabilizar a linha ou o tubo durante a aplicação do fixador.

## Remoção

Pode-se utilizar um toalhete embebido em álcool para ajudar na remoção.

## Informações para pedidos

**950** Pequeno, encaixa em tubos de 1,5 a 4,5 mm 50/caixa

**951** Médio, encaixa em tubos de 3 a 8 mm 50/caixa

**952** Grande, encaixa em tubos de 6 a 13 mm 50/caixa

Para a utilização num único doente.

Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**STERILE R**

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

**Não fabricado com látex de borracha natural.**

**Patente pendente**

Dale® e Hold-n-Place® são marcas registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TELEFONE: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

