

# Dale®

Hold-n-Place®  
Dispositivo de sujeción de

## Instrucciones de uso

1. Una vez colocada la vía o el tubo, limpie y prepare la piel según el protocolo del hospital.
2. En algunos pacientes puede ser necesario rasurar o preparar la piel para lograr una mejor adherencia.
3. Antes de colocar el dispositivo de sujeción, cerciórese de que la piel esté limpia y seca.
4. Jale la tira superior de tela y retire el forro con la inscripción **PULL** (JALAR). **(A)**
5. Deslice el dispositivo de sujeción debajo de la vía o tubo y coloque éste en la parte central del material adhesivo expuesto. **(B)**
6. Coloque la tira superior de tela sobre la vía o tubo y haga presión sobre el material de gancho. **(C)**
7. Jale uno de forros de protección inferiores y presione el material adhesivo sobre la piel. Repita en el otro lado. **(D)**
8. Presione el dispositivo de sujeción sobre la piel.
9. Cambie el dispositivo de sujeción si se ensucia o se empapa con líquido.

Para los tamaños pequeño y mediano se incluyen tiras adhesivas Tape-Strips para ayudar a estabilizar la vía o el tubo al colocar el dispositivo de sujeción.

## Cómo retirar

El uso de un pañito con alcohol puede facilitar retirar el dispositivo.

## Información para pedidos

**950** Pequeño, para tubos de 1,5 mm-4,5 mm 50/caja

**951** Mediano, para tubos de 3 mm-8 mm 50/caja

**952** Grande, para tubos de 6 mm-13 mm 50/caja

Para uso en un solo paciente.

Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospital-  
es o médicos.

**Fabricado sin látex de goma natural.**

**Patente pendiente**

Dale® y Hold-n-Place® son marcas comerciales registradas de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

