

# Dale®

Hold-n-Place®

แผ่นยึดอเนกประสงค์

## คำแนะนำวิธีการใช้

1. หลีกเลี่ยงที่วางสายและหลอดให้เข้าที่แล้ว ทำความสะอาดและเตรียมผิวหนังตามเกณฑ์วิธีของโรงพยาบาล
2. ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องโกนขนออกหรือเตรียมผิวหนังเพื่อให้การติดได้ดีขึ้น
3. จะต้องมั่นใจว่าผิวหนังสะอาดและแห้งก่อนใส่อุปกรณ์ยึด
4. เปิดสายด้านที่เป็นผ้าและ ดึง (PULL) ที่บุด้านในออก (A)
5. สอดอุปกรณ์แผ่นยึดให้อยู่ใต้สายหรือหลอดและจัดให้อยู่ตรงกลางของตำแหน่งมีกาว (B)
6. วางแถบกาวที่เป็นผ้าไว้ด้านบนสายหรือหลอด และกดลงบนตัวยึด (C)
7. ดึงแผ่นที่บุด้านข้างออกและกดกาวลงบนผิวหนัง ปฏิบัติอย่างเดียวกันที่บนอีกด้านหนึ่ง (D)
8. กดอุปกรณ์แผ่นยึดบนผิวหนัง
9. ให้เปลี่ยนแผ่นยึดหากสกปรกหรือเปื่อยชินตัวของเหลว

ได้จัดรวมแผ่นทพมาไว้เพื่อช่วยยึดสายหรือหลอดขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีแรง ขนะใช้กับแผ่นยึด

## การถอดออก

ใช้วัสดุขั้มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการถอดออก

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

**950** ขนาดเล็ก เหมาะกับหลอดขนาด 1.5 มม. - 4.5 มม 50/กล่อง

**951** ขนาดกลาง เหมาะกับหลอดขนาด 3 มม. - 8 มม 50/กล่อง

**952** ขนาดใหญ่ เหมาะกับหลอดขนาด 6 มม. - 13 มม 50/กล่อง

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง  
หากต้องการชมวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**STERILE R**

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/สถานจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของท่าน .  
ไม่ได้ผลิตจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ .  
กำลังอยู่ในระหว่างการขอสิทธิบัตร

Dale® & Hold-n-Place® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale  
Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โทร.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

