




Dale®

Soporte para transductores

Instrucciones de uso

1. Coloque el Soporte a nivel del eje flebostático (centro del tórax) y rodee con él el brazo del paciente. Presione la cinta de gancho y bucle para fijarlo en su lugar.
2. Abra las tiras de gancho y bucle que vaya a usar, páselas por las ranuras de cada transductor, y presione para fijar el dispositivo.



Para uso en un solo paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

